# TP9A - Comment fabriquer un bain de bouche?

Notions abordées: Concentration en masse, Dilution, Rapport de Dilution, soluté, solvant, Dissolution.

Contexte : Le permanganate de potassium est un solide ionique de formule  $KMnO_4$  qui se vend en pharmacie. Dilué avec de l'eau, il peut servir comme bain de bouche pour se désinfecter les gencives.

**Problème :** Pour que le bain de bouche soit à la fois efficace et non nocif, il faut que sa concentration en permanganate de potassium soit  $C_m = 0.1g/L$ .



Médicament à base de permanganate de potassium vendu en pharmacie

### TP9B-Comment blanchir son linge?

Notions abordées: Concentration en masse, Dissolution, Soluté, Solvant, Dilution, Rapport de Dilution.

**Contexte**: Le permanganate de potassium est un solide ionique de formule KMnO<sub>4</sub>. Dilué avec de l'eau, il peut servir à faire blanchir son linge.

**Problème :** Pour que la solution soit à la fois blanchissante et non irritante, il faut que sa concentration en permanganate potassium soit  $C_m = 0.5g/L$ .



### **Votre mission:**

Vous devez fabriquer une solution de bain de bouche à partir du

**Etape 1**: Ecrire un protocole permettant remplir votre mission

Etape 3: Préparer une présentation orale (3 minutes) pour expliquer aux autres groupes votre démarche.

# matériel disponible (voir ci-dessous).

### **Etape 2**: Mettre en œuvre ce protocole.

## Matériel disponible :

- Solution A de permanganate de potassium ( $C_{m_A} = 0.5g/L$ )
- Fiole jaugée de 200mL
- Fiole jaugée de 100mL
- Pipette jaugée de 20mL
- Pipette jaugée de 10mL
- Pipette plastique, propipette, bouchon, entonnoir, Béchers

### Votre mission:

Vous devez fabriquer une solution pour faire blanchir le linge à partir du matériel disponible (voir ci-dessous).

**Etape 1**: Ecrire un protocole permettant remplir votre mission

**Etape 2**: Mettre en œuvre ce protocole.

Etape 3: Préparer une présentation orale (3 minutes) pour expliquer aux autres groupes votre démarche.

### Matériel disponible :

- Permanganate de potassium
- Fiole jaugée de 100mL
- Fiole jaugée de 50mL
- Balance
- Pipette plastique, Entonnoir, Bouchon
- Spatule métallique, Béchers